

FICHE PROGRAMME

Utilisation d'autoclave

Pression, vapeur, température : former les utilisateurs d'autoclaves à conduire chaque cycle en sécurité et à réagir face à une anomalie.



DURÉE

7h

1 jour

EFFECTIF

2 à 8

stagiaires

FORMAT

Intra

dans vos locaux

PRÉREQUIS

Aucun

VALIDATION

Attestation

de fin de formation

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- 1 Comprendre le fonctionnement d'un autoclave et de ses organes de sécurité
- 2 Identifier les risques liés à la pression, à la vapeur et à la température
- 3 Conduire un cycle en respectant la procédure et les consignes du fabricant
- 4 Réaliser les vérifications avant et après utilisation
- 5 Reconnaître une anomalie et appliquer la conduite à tenir

Public concerné

Utilisateurs d'autoclaves et de stériliseurs : personnel de laboratoire, personnel médical et paramédical, agents de stérilisation, techniciens de production.

Prérequis : Aucun prérequis.

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

- Arrêté du 20 novembre 2017 (suivi en service des équipements sous pression)
- Code de l'environnement, art. L557-1 et s. (équipements sous pression)
- Code du travail, art. R4323-1 à R4323-3 (information et formation des utilisateurs)
- Code du travail, art. L4121-1 (obligation générale de prévention)

Pourquoi former vos équipes ?

Répondre à l'obligation

L'exploitant confie les équipements sous pression à un personnel informé et compétent.

Éviter l'accident grave

Brûlure par vapeur, ouverture sous pression : des risques évitables avec les bons gestes.

Fiabiliser vos cycles

Des utilisateurs formés limitent pannes, cycles ratés et arrêts de production.

Nos engagements

- ✓ Formateurs issus du terrain
- ✓ Formation dans vos locaux, sur vos situations réelles
- ✓ Groupes réduits : chacun pratique
- ✓ Devis sous 48 h, session sous 2 semaines

Programme détaillé

Une journée alternant apports et démonstrations sur équipement, adaptée au modèle d'autoclave utilisé sur votre site.

01 Comprendre l'équipement

- Principe de fonctionnement : pression, température, vapeur saturée.
- Organes de sécurité : soupape, verrouillage de porte, manomètre.
- Obligations de suivi en service : inspections et requalifications.

02 Utiliser en sécurité

- Risques : brûlures, projection, surpression, manutention des charges.
- Procédure d'utilisation et consignes du fabricant.
- Vérifications avant et après cycle ; traçabilité.

03 Réagir

- Anomalies et alarmes : conduite à tenir.
- Incident : mise en sécurité, alerte, premiers secours brûlure.

MÉTHODES & MOYENS

- Démonstrations sur votre équipement
- Exercices pratiques de conduite de cycle
- Cas pratiques d'incidents
- Notice et consignes de votre site

ÉVALUATION

- Évaluation continue au fil des exercices
- Quiz de validation des acquis
- Questionnaire de satisfaction à chaud

VALIDATION

Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire.

INTERVENANTS

Formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels et en équipements sous pression.

MODALITÉS PRATIQUES & ACCÈS

Lieu	Intra-entreprise : dans vos locaux, partout en France	Délai d'accès	Sous 2 semaines après acceptation du devis
Tarif	Sur devis personnalisé selon contexte (effectif, lieu, dates)	Maintien des acquis	Actualisation recommandée à chaque nouvel équipement ou changement de procédure
Inscription	Sur devis, par téléphone ou e-mail. Convention et convocation envoyées avant la session.	Accessibilité	Ouverte aux personnes en situation de handicap, adaptation étudiée au cas par cas. Référent handicap : Gilles Dazzi.

Un projet de formation ? Devis personnalisé sous 48 h.

06 74 46 66 41 · contact@vitalforma.fr · www.vitalforma.fr